

Per condividere i tuoi dati glicemici in remoto con il tuo professionista sanitario

Tramite l'app CONTOUR® DIABETES connettiti con il tuo professionista sanitario da remoto*

1

Scarica l'app
CONTOUR®
DIABETES



Download gratuito



Scarica su
App Store

DISPONIBILE SU
Google Play

Per la lista completa dei
dispositivi compatibili visita
compatibility.contourone.com

2

Crea
un account



3

Associa il tuo strumento
compatibile CONTOUR®



Per maggiori
informazioni visita:
diabetes.ascensia.com

Per condividere i tuoi dati glicemici in remoto con il tuo professionista sanitario

Attendi la richiesta di condivisione dal tuo professionista sanitario

Richiesta via email

o

Richiesta via QR code

Ricevi una mail di invito e clicca sul link*



1

Scannerizza il QR code generato durante la visita

Aggiungi nuovo paziente

Manuale QR Code

Nome: Cognome:

Nazione:

Informazioni facoltative

Voglio inviare un'e-mail di invito a questo paziente

Indirizzo e-mail:

Aggiungi nuovo paziente

Aggiungi nuovo paziente

Manuale QR Code

2

Accedi con l'utenza e la password della tua app CONTOUR®DIABETES

Personale Professionista

Contour Existing with you Per accedere al tuo account utilizza le credenziali del Contour Cloud.

Indirizzo e-mail:

Password: [Hai dimenticato la tua password?](#)

Ricordami

Registrati Non hai un account? [Iscriviti](#)

3

Inserisci le tue informazioni



Ora i tuoi dati glicemici sono consultabili dal tuo professionista sanitario in GlucoContro.online

*L'invito è fatto dal professionista sanitario



Ascensia Diabetes Care

Servizio Clienti:

800-824055

(numero verde)

servizioclienti.it@ascensia.com

www.diabetes.ascensia.it