

1

Preparazione



Ruotare e sbloccare il coprilancetta come mostrato

Allineare la tacca bianca in rilievo con quella nera rientrante



Allentare il cappuccio protettivo rotondo della lancetta ma senza rimuoverlo

Ruotarlo di 1/4 di giro



Inserire saldamente la lancetta nel dispositivo pungidito

Spingere finché la lancetta non si blocca completamente



Svitare con cura il cappuccio protettivo rotondo

Conservarlo per il successivo smaltimento della lancetta usata



Riposizionare il coprilancetta

Ruotare finché non si avverte uno "scatto"

2

Esecuzione test



Ruotare il selettore del coprilancetta per regolare la profondità di puntura

1 per puntura più superficiale
5 per puntura più profonda



Tirare indietro l'impugnatura fino a quando il pulsante di rilascio è sollevato



Premere con decisione il dispositivo pungidito contro la zona laterale del polpastrello e premere il pulsante di rilascio

Si avvertirà uno scatto quando la lancetta sarà rilasciata

3

Espulsione



Rimuovere il coprilancetta

Posizionare il cappuccio protettivo rotondo su una superficie piana. Spingere la lancetta al centro del cappuccio come mostrato



Spingere in avanti il tasto di espulsione della lancetta fino a quando la lancetta non cade nel contenitore, poi rilasciare il tasto di espulsione

Non dimenticare di riposizionare il coprilancetta

Per informazioni complete e prima dell'utilizzo consultare il foglietto illustrativo di MICROLET® NEXT

Per consultare il video sulle modalità di utilizzo di MICROLET® NEXT visitare il sito www.diabetes.ascensia.it



Prima

- **Lavare bene le mani con acqua tiepida e sapone** prima di eseguire il test
- **Evitare l'utilizzo di prodotti a base di alcol** per pulire le mani
- **Massaggiare delicatamente il dito** dalla base verso l'estremità per favorire la formazione della goccia di sangue
- **Usare una nuova lancetta MICROLET®** a ogni test, così che l'ago sia affilato e sterile
- **Selezionare la profondità di puntura** più adatta alle proprie esigenze



Durante

- Per comodità, **pungere il lato** piuttosto che la punta del dito
- Pungere un **dito diverso a ogni test** - evitare il dito indice e il pollice
- **Premere con decisione il dispositivo pungidito contro la zona da pungere** quando si esegue il prelievo



Dopo

- **Utilizzare l'apposito tasto di espulsione** per rimuovere la lancetta
- **Smaltire la lancetta MICROLET® utilizzando un contenitore per oggetti appuntiti**, dopo l'uso

Il pungidito MICROLET® NEXT è stato studiato per ridurre al minimo il dolore ed eseguire il test semplicemente. Per ottenere il meglio dall'utilizzo del pungidito, seguire questi semplici consigli

Parla con il tuo medico o diabetologo del prelievo da sito alternativo con MICROLET® NEXT per aiutare a proteggere la sensibilità dei polpastrelli



Microlet®
next
Dispositivo pungidito

Per maggiori informazioni visita il sito
www.diabetes.ascensia.it



* Assistenza tecnica sull'utilizzo dello strumento

Autorizzazione del 06/09/2016 - Ver. 03/17 - Cod. 86111256



Distribuito in Italia da:
Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milano Italia

MICROLET® NEXT e MICROLET® sono dispositivi medici che rispondono ai requisiti della Direttiva CE 93/42. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Le misurazioni devono essere eseguite nell'ambito di un controllo medico.



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian Strasse, 90
4052 Basel Switzerland



Microlet®
next
Dispositivo pungidito