


**200**  
Lancette rivestite in silicone

TIRARE VERSO IL BASSO PER APRIRE.

Da utilizzare con i dispositivi pungidito della famiglia Microlet®.



**Istruzioni:**  
Fare riferimento alle istruzioni fornite insieme al dispositivo pungidito per eseguire il test della glicemia da polpastrello e per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sulle prestazioni.

**6585 ITALIAN REIMBURSEMENT LABEL**  
W 2.205" x H .709"

**Uso previsto:** La lancetta Microlet® è un dispositivo sterile monouso destinato al prelievo di un campione di sangue capillare da bambino o adulto per il monitoraggio della glicemia. La lancetta non è destinata all'utilizzo sui neonati.

**AVVERTENZA:** Tenere lontano dalla portata dei bambini. Questa confezione contiene componenti di piccole dimensioni che potrebbero accidentalmente essere ingerite e provocare soffocamento.

Importato e distribuito da:  
Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.  
Via Varesina, 162  
20156 Milano - Italia  
Servizio Clienti  
800-824055

[www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com)  
Prodotto in Polonia.

**Microlet®**  
Lancette colorate

Test semplice e confortevole

**Microlet®**  
Lancette colorate

REF 81366919  
**STERILE R**

La lancetta rimane sterile fino al momento della rimozione del cappuccio protettivo. Non utilizzare se danneggiato o aperto involontariamente. Smaltire sempre come rifiuto medico.

Se si verifica un incidente grave durante l'uso di questo dispositivo o conseguentemente al suo utilizzo, si prega di segnalarlo al produttore e/o al suo rappresentante autorizzato e all'autorità nazionale preposta.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
Peter Merzli-Strasse 99  
4052 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.  
Via Varesina, 162  
20156 Milano, Italy

ASCENSIA  
Diabetes Care

0°C - 40°C

CE 2797

90011415 6585 Rev. 05/23  
© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tutti i diritti riservati.

Ascensia, il logo Ascensia Diabetes Care e Microlet sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

